



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23201 Maska LED na twarz inSPORTline Manahil



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	3
PARAMETRY	3
KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA.....	3
UŻYTKOWANIE	4
EFEKTY ŚWIATŁA LED	5
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	6

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie używać dłużej niż 20 minut dziennie.
- Nie używać przez dłuższy czas.
- Produkt nie jest zabawką, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu światła z oczami. Nie patrz bezpośrednio w światła maski. Podczas użytkowania zamknij oczy, jeśli światło jest nadal zbyt intensywne, zasłoń je bawełnianą szmatką.
- Aby uzyskać lepszy efekt, stosuj podczas rutynowej pielęgnacji skóry.
- Urządzenie zawiera obwody elektryczne i diody LED. Nie naciskaj ani nie składaj produktu.
- Nie używać podczas snu.
- Nie zanurzaj w wodzie.
- Do czyszczenia nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Produkt nie jest przeznaczony dla: kobiet w ciąży, osób z padaczką, alergiami na światło i ciepło, osób z wrażliwą skórą, chorobami dermatologicznymi, osobami z urazami lub bliznami itp.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie nie zastępuje opieki medycznej lub terapeutycznej.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Maska LED	1x
Instrukcja obsługi	1x
Pilot	1x
Przewód zasilający	1x

PARAMETRY

Moc wyjściowa	12V 1A	Pilot	Sterowanie cyfrowe
Źródło światła	Diody LED	Napięcie wejściowe	AC 100 - 240 V
Liczba światła LED	112	Ustawienie czasu	5 - 60 minut

KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA

Korzyści wynikające z regularnego stosowania:

- poprawa jakości i elastyczności skóry
- usuwanie trądziku i niedoskonałości skóry (np. plamy pigmentacyjne)
- redukcja zmarszczek
- regeneracja komórek i przyspieszenie metabolizmu tkankowego

UŻYTKOWANIE

- Oczyszczyć i delikatnie osuszyć twarz i szyję. Nie pocierać twarzy, aby uniknąć podrażnienia skóry.
- Możesz nałożyć kosmetyk na twarz i szyję, aby poprawić jakość skóry (promieniowanie LED może lepiej wchłonać produkty w skórę).
- Przetestuj działanie kontrolera przed nałożeniem maski.
- Załóż maskę na twarz i podłącz ją do kontrolera za pomocą kabla.
- Podczas używania nie czytaj książek ani nie oglądaj telewizji lub komputera. Miej oczy zamknięte. Zalecamy siedzenie lub leżenie.
- Naciśnij przycisk Color, aby wybrać kolor: czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, żółty, jasnoniebieski lub biały.
- Użyj dwóch strzałek (Time), aby ustawić czas (zalecamy 10 - 20 minut). Zaczynij od KRÓTKIEGO czasu używania maski.
- Użyj przycisku Energy, aby dostosować intensywność światła. Od początku stosowania ustaw intensywność na NAJNIŻSZĄ i stopniowo zwiększaj intensywność po 3 użyciach.
- Naciśnij przycisk zasilania, wskaźnik zasilania zaświeci się. Następnie naciśnij przycisk ON / OFF, zapalą się diody LED maski.
- Maseczkę można stosować razem z produktami do pielęgnacji skóry. W przypadku stosowania maski razem z produktami kosmetycznymi zalecamy użycie czerwonej diody LED, a następnie wyczyszczenie maski wilgotną miękką ściereczką i osuszenie.
- Zalecamy stosowanie maski przez maksymalnie 20 minut dziennie. Możesz wypróbować kilka zabiegów (kolorów) w ciągu jednego dnia, ale odczekaj co najmniej 10 minut między nimi.
- Najlepiej stosować maseczkę 2-3 razy w tygodniu.
- W przypadku długotrwałego regularnego użytkowania zaleca się używanie maski maksymalnie przez rok, a następnie nieużywanie jej w ogóle przez miesiąc.

EFEKTY ŚWIATŁA LED

Czerwone światło 	Stymuluje produkcję kolagenu. Nadaje się do naprawy i wymiany starych tkanek skóry. Nadaje się do zmniejszania porów.
Niebieskie światło 	Niebieskie światło jest odpowiednie do niszczenia bakterii porfiryń. Niebieskie światło jest odpowiednie do ukojenia skóry.
Zielone światło 	Zielone światło pomaga wyrównać kolor pigmentu i przyspieszyć regenerację skóry.
Żółte światło 	Żółte światło dodaje skórze energii, spłyca zmarszczki, wyrównuje koloryt pigmentu, poprawia miękkość skóry itp.
Fioletowe światło 	Odpowiednie na trądzik.
Jasnoniebieskie światło 	Wspomaga energię i metabolizm komórek.
Białe światło 	Poprawia jędrność skóry i przyspiesza metabolizm tkanek.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756