



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 25926 Pistolet do masażu inSPORTline Noemita



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU.....	4
WYMIANA GŁOWIC MASUJĄCYCH.....	4
RODZAJE GŁOWIC MASUJĄCYCH.....	5
KONSERWACJA.....	5
PARAMETRY TECHNICZNE.....	6
OCHRONA ŚRODOWISKA.....	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	6

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Produkt nie jest zabawką.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Produkt nie jest wodoodporny, nie zanurzać go w wodzie.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury ani nie wrzucaj do ognia.
- Nie używaj w pobliżu głowy, serca i genitaliów.
- Stosować wyłącznie na tkankach miękkich, takich jak mięśnie, nie stosować na kościach.
- Chronić przed upadkami i uderzeniami.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj produktu.
- Używaj tylko oryginalnej ładowarki i kabla lub o tych samych specyfikacjach.
- Wyłącz urządzenie po użyciu.
- Ładuj urządzenie w temperaturze od 10°C do 40°C.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 70°C.
- Produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych lub leczniczych. Jeśli podczas użytkowania wystąpią nudności lub ból, natychmiast przerwij pracę i skontaktuj się z lekarzem.
- Trzymaj palce, włosy i inne części ciała z dala od ruchomych części.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo, natychmiast przerwij jego działanie.
- Wyłącznie do użytku domowego.
- **OSTRZEŻENIE:** Produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych lub opieki zdrowotnej.
- **OSTRZEŻENIE:** Produkt nie jest odpowiedni dla: kobiet w ciąży, diabetyków, neuropatii, uszkodzonej siatkówki, osób z rozrusznikiem serca, po przeszczepie stawu, po operacjach, dla osób cierpiących na migrenę, epilepsję itp.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

OPIS PRODUKTU



1. Wskaźnik intensywności masażu

2. Przełącznik / wybór intensywności masażu

3. Port ładowania USB-C

Aby włączyć/wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

Aby zmienić intensywność masażu, naciśnij krótko przycisk zasilania.

WYMIANA GŁOWIC MASUJĄCYCH



Obróć, aby poluzować i zdjąć osłonę ochronną



Zdejmij głowicę masującą



Założ nową głowicę masującą



Założ z powrotem osłonę ochronną

RODZAJE GŁOWIC MASUJĄCYCH



Głowica masująca z kulkami



Głowica masująca wspomagająca trawienie



Falista głowica masująca do masażu tkanek miękkich



Głowica masująca symulująca masaż palców



Gładka głowica masująca o uniwersalnym zastosowaniu

KONSERWACJA

Wyczyść pistolet masujący i głowicę wilgotną ściereczką, a następnie wysusz.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	ABS
Wymiary	16 x 13.4 x 8.5 cm
Waga	0.72 kg
Typ silnika	szczotkowy
Wydajność	30W
Napięcie robocze	7.4V
Bateria	1200 mAh
Czas ładowania	2.5 godziny
Czas pracy na jednym ładowaniu	3 godziny
Prędkość	1800 – 3200
Port do ładowania	USB - USB-C
Poziomy intensywności	6 poziomów
Udar (skok)	5 mm
Główce masujące	5 rodzajów

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

