



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 27476 Pas biodrowy ze światłem podczerwonym inSPORTline Marolino



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
PARAMETRY	3
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	4
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
UŻYTKOWANIE	5
ZASILANIE.....	5
PILOT	5
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	6

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i zaleceniami. Niezastosowanie się do tego naraża Cię na ryzyko obrażeń lub uszkodzenia produktu.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z instrukcją. Niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia. Nie wolno dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
- Przed rozpoczęciem należy założyć pasek. Przed zdjęciem paska należy go wyłączyć.
- Nie używać w sposób ciągły dłużej niż 30 minut. Pomiedzy użyciami należy odczekać co najmniej 2 godziny.
- Nie używaj produktu, jeśli masz wilgotne lub mokre ręce. Załóż pasek na czyste ubranie lub czystą i suchą skórę.
- Nie stosować na głowę i okolice oczu.
- Podczas użytkowania nie należy nosić biżuterii ani pasków.
- Przed magazynowaniem i transportem należy odłączyć sterownik i źródło zasilania.
- Podczas użytkowania nie zakrywaj paska poduszką ani kocem. Ciepło może się nagromadzić i uszkodzić produkt lub spowodować obrażenia.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia.
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Trzymać z dala od źródeł wody. Nie zanurzać w wodzie.
- Nie podłączaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Po użyciu urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Trzymaj kable i pasek z dala od szyi i głowy.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Trzymać z dala od wody i wilgotnych pomieszczeń.
- Nie patrz na światła, jeśli nie nosisz okularów ochronnych.
- Nie używać pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Produkt nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży, osób wrażliwych na ciepło, światło, stany zapalne, wysypkę, egzemę lub inne choroby skóry.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Urządzenie nie zastępuje opieki medycznej ani opieki zdrowotnej.
- Jeżeli odczuwasz ból lub nudności, natychmiast przerwij stosowanie i skontaktuj się z lekarzem.

PARAMETRY

Liczba diod LED	105 sztuk
Wymiary	130x17 cm
Waga	1 kg
Długość fali	Światło czerwone, NIR (bliska podczerwień)
Znamionowe wejście AC	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Znamionowa moc prądu stałego	12V 2A
Wejście USB	5V 3A or 5V 4 A

Wyjście USB	12V 1,67A
Power bank (brak w zestawie)	5V 3A or 5V 4 A

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wycierać suchą, miękką szmatką. Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach. Nie można dezynfekować płynnymi środkami dezynfekcyjnymi.

Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu, z dala od światła słonecznego i wysokich temperatur.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



UŻYTKOWANIE

ZASILANIE

ZASILACZ SIECIOWY

1. Podłącz pilot do pasa.
2. Podłącz źródło zasilania do pilota.
3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

ŹRÓDŁO USB

1. Podłącz pilot do pasa.
2. Podłącz źródło zasilania do pilota.
3. Podłącz do źródła zasilania USB 5 V 3 A lub 5 V 4 A.

Ostrzeżenie: Pasa nie można zasilać za pomocą adaptera USB 12V.

POWERBANK

Pas można zasilać za pomocą powerbanku 5V. (brak w zestawie)

1. Podłącz pilot do pasa.
2. Podłącz powerbank do pilota
3. Umieść powerbank w kieszeni.

PILOT

	Długość fali: 660 nm, 850 nm, oba typy jednocześnie
	Intensywność: L0 – L4
	Timer: 5, 10, 15, 20, 25, 30 min
	Włącznik: On, 10 Hz / off

Intensywność	Moc
L0	0,9 W
L1	4,9 W
L2	8,5 W
L3	12,3 W
L4	16,0 W

Produkt można zasilać za pomocą źródła prądu przemiennego 100–240 V, 50/60 Hz lub przez USB.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

