



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 29647 Mata do masażu stóp TENS inSPORTline Axono

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Osoby z chorobą serca lub padaczką lub podejrzeniem choroby nie powinny używać produktu.
- Nie używaj podczas snu, prowadzenia pojazdów ani pływania.
- Jeśli cierpisz na powikłania podczas menstruacji lub jesteś po porodzie, skonsultuj się z lekarzem w sprawie użycia.
- Nie umieszczaj elektrod w obszarze, w którym wykonuje się krótko- lub długoterminowe zastrzyki.
- Nie używaj, jeśli niedawno przeszedłeś operację.
- Nie używaj, jeśli cierpisz na niedokrwinną chorobę kończyn dolnych.
- Nie nadaje się dla dzieci.
- Nie używaj ani nie umieszczaj urządzenia w obszarach, w których znajdują się urządzenia do rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, urządzenia elektromagnetyczne lub fal dźwiękowych, przez detektory metali lub podobne obszary.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Nie używaj, jeśli używasz rozrusznika serca lub innego elektronicznego urządzenia medycznego.
- Nie stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności, takich jak łazienki, prysznice, baseny itp.
- Nie stosować w pomieszczeniach z gazami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
- Nie stosować produktu, jeśli prowadzisz pojazd mechaniczny, ciężki sprzęt lub wykonujesz czynności, w których nagły skurcz mięśni może zagrażać życiu.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli jesteś osobą z chorobą serca lub o zwiększonej wrażliwości na arytmie.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli chorujesz na cukrzycę i przyjmujesz insulinę.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli odwiedzasz ośrodek rehabilitacyjny.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli cierpisz na chorobę lub uraz niewymieniony w instrukcji.
- W przypadku nudności, bólu głowy lub utraty przytomności należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

- Produkt nadaje się do stosowania przez zdrową osobę. Produkt nadaje się wyłącznie dla osób dorosłych o zdrowej skórze.
- Stosować wyłącznie oryginalne części lub ich zatwierdzone zamienniki. Nie mieszać innych modeli lub typów urządzeń.
- Regularnie sprawdzaj obszar zastosowania.
- Podczas użytkowania trzymaj obie stopy na macie.
- Stopy i mata muszą być suche podczas użytkowania.
- Urządzenie nie jest przeznaczone jako substytut profesjonalnej opieki medycznej.
- Nadaje się do użytku domowego.
- Bateria pilota zdalnego sterowania: 1 bateria guzikowa CR2025.



Kruche, chronić uszkodzeniami fizycznymi

przed



Przed użyciem przeczytaj instrukcję



Produkt nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady sortowane lub odpady komunalne. Musi zostać zabrany przez sprzedawcę lub przekazany do ekologicznej utylizacji w obrębie gminy.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

8 rodzajów stymulacji

19 poziomów intensywności

- Podłącz jednostkę sterującą do podkładki TENS.
- Aby rozpocząć, przytrzymaj przycisk „M” przez 2 sekundy. Zaświeci się zielona dioda LED. Naciśnij przycisk „M”, aby przełączać się między trybami. Po zmianie trybu stymulacji intensywność zmniejszy się do 0.

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania komunikuje się z jednostką sterującą za pomocą portu podczerwieni.

- Przycisk zasilania: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
- Przyciski intensywności + i -: Naciśnij, aby zmienić intensywność o jeden poziom. Zakres regulacji intensywności 0 - 19.
- Przycisk „M” do zmiany trybu: Naciśnij, aby zmienić typ stymulacji. Do wyboru jest 8 typów stymulacji.
- Po zakończeniu masażu przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć.

ŁADOWANIE I BATERIE

- Podłącz USB-C do jednostki sterującej i do adaptera ładowania (brak w zestawie).
- Czas ładowania jednostki sterującej – ok. ~120 min. Wskaźnik pokazuje aktywność ładowania.
- Po naładowaniu akumulatora wskaźnik przestaje migać i świeci światłem ciągłym.
- Pilot jest zasilany 1 baterią guzikową CR2025.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Czyścić wilgotną ściereczką i dokładnie osuszyć.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Warunki użytkowania i przechowywania: temperatura 10°C – 43°C, wilgotność 30% - 85%.

PARAMETRY

Model:	SM125A
Źródło zasilania jednostki sterującej:	9,7 V, 110 mAh
Typ baterii jednostki sterującej:	Akumulator polimerowy
Typ baterii pilota zdalnego sterowania:	1 bateria guzikowa CR2025
Czas działania na jednym ładowaniu:	150 min
Czas ładowania jednostki sterującej:	120 min
Liczba typów stymulacji:	8
Intensywność	19 poziomów

FAQ

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Stymulacja nie jest zauważalna	Niska intensywność	Użyj przycisku „+”, aby zwiększyć intensywność
	Obie stopy nie są na macie	Położ obie stopy na macie
	Mata jest brudna	Wyczyść matę wilgotną szmatką i osusz.
Stymulacja jest niska	Niski poziom baterii	Naładuj jednostkę sterującą
	Mata jest brudna	Wyczyść matę wilgotną szmatką i osusz.
Stymulacja jest zbyt intensywna	Zmniejsz intensywność stymulacji	Użyj przycisku „-”, aby zmniejszyć intensywność
Jednostka sterująca nagle się wyłączyła	Niski poziom baterii	Naładuj jednostkę sterującą
Skóra jest podrażniona	Stopy lub mata są mokre	Wysusz matę i stopy

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób

bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

