



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 30835 Mata masująca na siedzenie inSPORTline Rellino



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu.
- Mata nie zastępuje opieki medycznej.
- Nie jest przeznaczona dla dzieci, osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej oraz osób z brakiem doświadczenia i wiedzy.
- Następujące grupy mogą korzystać z maty wyłącznie po konsultacji z lekarzem: kobiety w ciąży, osoby z implantami elektronicznymi, osoby z obniżoną wrażliwością pleców i szyi, osoby z obrzękniętą, wrażliwą lub podrażnioną skórą.
- Mata nie jest zabawką, należy ją przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Czyszczenie i konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Mata nie jest przeznaczona dla użytkowników wrażliwych na ciepło.
- Nie należy stawać na macie.
- Nie używać przed snem. Działanie pobudzające może powodować problemy z zasypianiem.
- Nie podłączać do źródła zasilania z wbudowanym timerem.
- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru.
- Matę należy odłączyć od zasilania przed przechowywaniem, czyszczeniem i konserwacją.
- Nie używać, jeśli mata lub przewód zasilający są uszkodzone. Nie używać maty do czasu naprawy.
- Trzymać matę z dala od wody i wilgoci. W przypadku kontaktu z wodą, natychmiast odłączyć matę od zasilania i nie używać jej do czasu sprawdzenia przez serwis.
- Nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Nie używać w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Nie używać w pomieszczeniach z gazami łatwopalnymi.
- Nie przykrywać maty innymi przedmiotami podczas użytkowania, takimi jak koce itp.
- Nie kłaść na macie przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych ani takich, które mogą się łatwo stopić.
- Nie używać podczas snu ani w łóżku.
- Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
- Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i ostrymi przedmiotami.
- Nie używać po spożyciu alkoholu, narkotyków lub leków wpływających na zdolność oceny sytuacji.
- W przypadku bólu lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie i zwrócić się o pomoc lekarską.
- Nie używać nieprzerwanie dłużej niż 1 godzinę.
- Tylko do użytku domowego.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

	1.	Masaż głowy i szyi
	2.	Masaż pleców
	3.	Masaż powietrzny talii
	4.	Masaż powietrzny bioder
	5.	Masaż pośladków
	6.	Kontroler
	7.	Zasilacz

	1.	Rotacyjny masaż szyi
	2.	Masaż szyi w dół
	3.	Masaż dolnej części pleców
	4.	Program masażu pleców
	5.	Intensywność masażu pleców
	6.	Ogrzewanie
	7.	Intensywność masażu powietrznego
	8.	Masaż szyi w górę
	9.	Masaż górnej części pleców
	10.	Masaż całych pleców
	11.	Ugniatanie
	12.	Wibracje siedziska
	13.	Włącznik zasilania

UŻYTKOWANIE

- Podłącz i włącz urządzenie. Mata dopasuje głowice masujące do długości pleców, a następnie przełączy się w tryb czuwania.
- Położenie głowic masujących można regulować za pomocą odpowiednich przycisków.
- Masaż pleców:
 - Górna część pleców: masaż górnej części pleców
 - Całe plecy: masaż całych pleców
 - Dolna część pleców: masaż odcinka lędźwiowego
 - Punkt stały: masaż pleców
 - Intensywność: niska - średnia - wysoka
 - Ugniatanie i opukiwanie: naciskaj wielokrotnie, aby przełączyć masaż ugniatająco-opukiwany: całego ciała - talii - pleców - wyłączony
- Masaż na siedzeniu:
 - masaż na siedzeniu, naciśnij wielokrotnie, aby zmienić tryb masażu.
- Masaż powietrzny: naciskaj wielokrotnie, aby ustawić intensywność: niska, średnia, wysoka, wyłączona
- Ogrzewanie: naciśnij, aby uruchomić/zatrzymać funkcję ogrzewania pleców i karku (dioda LED zaświeci się po uruchomieniu funkcji).
- Włącznik zasilania: naciśnij, aby uruchomić/zatrzymać matę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed jakąkolwiek obsługą, czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć i odłączyć zasilanie.
- Powierzchnię należy czyścić suchą ściereczką.
- Do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych (alkoholu, rozpuszczalników, środków na bazie benzenu itp.).
- Uporczywe zabrudzenia należy czyścić ściereczką zwilżoną roztworem łagodnego detergentu i wody.
- Po czyszczeniu przetrzeć powierzchnię suchą ściereczką i pozostawić do wyschnięcia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa	60 W
Prąd znamionowy	5 A
Timer	20 min
Zasilacz	12 V



FAQ (NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA)

Błąd	Przyczyna	Rozwiązanie
Maty nie można uruchomić po podłączeniu	Wyłącznik zasilania nie jest włączony	Przełącz przełącznik.
	Awaria gniazdka	Podłącz do innego gniazdka.
	Czas ciągłego użytkowania wynosi ponad 1 godzinę. Pozostawić na 15 minut do ostygnięcia.	Pozostawić do ostygnięcia na 15 minut.
Maty nie można uruchomić po podłączeniu	Silnik jest przegrzany.	Pozostawić do ostygnięcia na 15 minut.
	Obcy przedmiot uniemożliwił ruch głowic	Usuń obcy przedmiot
	Nadmierny ciężar na głowicy	Odłącz od źródła zasilania i usuń nadmiar ciężaru

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu

technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

