




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23791 Ciśnieniomierz naramienny inSRPOTline Presione



SPIS TREŚCI


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU.....	3
ADAPTER (OPCJONALNIE).....	4
USTAWIENIA	5
UŻYTKOWANIE	6
O CIŚNIENIU KRWI	8
BŁĘDY	9
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	9
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	10
PARAMETRY	11
OCHRONA ŚRODOWISKA	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	12

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA


- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie mierzy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe oraz tętno na ramieniu.
- Odpowiedni dla użytkowników powyżej 12 roku życia.
- Nie mieszaj baterii, zawsze używaj tylko nowych baterii.
- Podczas użytkowania w pobliżu nie mogą znajdować się inne urządzenia emitujące fale elektryczne.
- Unikaj pomiarów w miejscach o wysokim smogu elektrycznym.
- Nie używać w miejscach, w których często występują palne gazy (tlen, wodór itp.) lub łatwopalne ciecze (alkohol itp.).
- Chronić przed wstrząsami i upadkami.
- Wyniki są jedynie orientacyjne i nie służą do leczenia bez nadzoru lekarskiego.
- Produkt spełnia normy: EN ISO 81060-1 część 1, EN 1060-3: 1997 + A2: 2009, IEC 80601-2-30 część 2, IEC 60601 – 1 – 2: 2014
- Urządzenie nie wymaga kalibracji.

OPIS PRODUKTU

PRODUKT


	1.	Połączenie z powietrzem
	2.	Przycisk start/stop
	3.	Przycisk pamięci
	4.	Przycisk ustawień
	5.	Port AC/DC

WYŚWIETLACZ

	1.	Użytkownik
	2.	Klasyfikacja ciśnienia krwi
	3.	Pamięć
	4.	Numer pamięci
	5.	Niski poziom baterii
	6.	Puls
	7.	Rok / Miesiąc / Dzień / Czas
	8.	Ciśnienie skurczowe krwi
	9.	Rozkurczowe ciśnienie krwi
	10.	Nieregularne tętno
	11.	Puls

MANKIET


Mankiet ma uniwersalny rozmiar 22 - 42 cm. Podłącz złącze do otworu wentylacyjnego po lewej stronie. Używaj tylko oryginalnych mankietów tego samego producenta.



BATERIE

Zdejmij pokrywę baterii i włóż nowe baterie.

- Zdejmij pokrywę baterii.
- Włóż 4 baterie AAA, sprawdź biegunowość baterii.



SŁABA BATERIA

Jeśli pojawi się symbol  baterie należy wymienić lub urządzenie nie będzie działać prawidłowo.

Urządzenie wykorzystuje 4 baterie 1,5V AAA.

Nie używaj przeterminowanych baterii.

Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

OSTRZEŻENIE: Nie wyrzucaj baterii do odpadów mieszanych, zawsze zwracaj je do odpowiedniego punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne przepisy i regulacje.

ADAPTER (OPCJONALNIE)


Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego zgodnego z normą IEC 60601-1: 2005. Musi on również spełniać wszystkie wymagania dotyczące elektronicznego sprzętu medycznego (patrz IEC 60601-1-1 lub IEC 60601-1). Osoba jest odpowiedzialna za podłączenie urządzeń medycznych i tym samym jest odpowiedzialna za prawidłowe podłączenie. Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z odpowiednimi władzami.

Zawsze używaj tylko autoryzowanych adapterów. Użycie niewłaściwego adaptera może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Podłącz adapter z tyłu urządzenia.

Podłącz zasilacz do gniazdka 100 - 240 V.

Aby odłączyć, najpierw odłącz zasilacz od zasilania, a następnie od urządzenia.





PARAMETRY ADAPTERA



napięcie wyjściowe:	6V ± 5%
maksymalny prąd wyjściowy:	min. 60 mA
Polaryzacja złącza wyjściowego:	<+> wewnętrzny
Średnica zewnętrzna:	5,5 mm 0,1 mm
Średnica wewnętrzna:	2,1 mm 0,1 mm

UWAGA: Jeśli użyjesz zasilacza, baterie nie będą używane. Jeśli adapter zostanie nagle odłączony podczas użytkowania, należy go ponownie włożyć do urządzenia i ponownie wykonać pomiar.

USTAWIENIA

WYBÓR UŻYTKOWNIKA

Jeśli urządzenie jest wyłączone, naciśnij SET, a wyświetli się użytkownik 1  lub użytkownik 2 .


Naciśnij przycisk MEM, aby przełączać się między  i .

Naciśnij SET, aby potwierdzić wybór i przejść do ustawienia roku.



USTAWIENIA ROKU


Urządzenie wyświetla migające 20xx, gdzie xx to regulowane wartości od 2018 do 2099. Zmieniasz wartość naciskając MEM. Każde naciśnięcie zwiększa wartość o 1. Aby zapisać, naciśnij SET i przejdź do ustawienia daty.




Ustawienia roku

USTAWIENIA DATY

Urządzenie wyświetla xxM xxD i xxxx. Najpierw zaczną migać ustawienie miesiąca, naciśnij MEM, aby zwiększyć wartość o 1, zakres ustawień 1 - 12. Naciśnij SET, aby zapisać miesiąc i przejść do ustawienia dnia. Naciśnij MEM, aby zwiększyć wartość o 1, w zakresie ustawień 01 - 31. Naciśnij SET, aby zapisać dzień i przejść do ustawienia czasu.




Ustawienia miesiąca




Ustawienia dnia

USTAWIENIA CZASU

Urządzenie wyświetla ustawioną datę i migające xx: xx. Naciśnij MEM, aby zwiększyć wartość o 1 w zakresie od 0 do 23. Naciśnij SET, aby zapisać godziny, a następnie ustaw minuty. Naciśnij przycisk MEM, aby zwiększyć wartość o 1 od 0 do 59. Naciśnij przycisk SET, aby zapisać minuty i zakończyć ustawianie podstawowe.



Ustawienia godziny



Ustawienia minut

UŻYTKOWANIE

PRZYGOTOWANIE

Odpocznij przez 5-10 minut. Unikaj picia alkoholu, palenia tytoniu, ćwiczeń lub kąpieli przez co najmniej 30 minut przed pomiarem.

Usuń biżuterię z ramienia.

Zawsze mierz na tej samej ręce (zazwyczaj lewej).

Podczas regularnych pomiarów zawsze mierz ciśnienie w tym samym czasie.

CZĘSTE PRZYCZYNY NIEPRAWIDŁOWYCH POMIARÓW

Osoba badana ma usztywnione ramię.

Napięte mięśnie. Bądź zrelaksowany podczas pomiaru.

Tętnice w ramieniu znajdują się wyżej lub niżej niż serce.

Używaj tylko mankietów z atestem zdrowotnym.

Luźny lub uszkodzony mankiet.

Powtarzane pomiary mogą powodować gromadzenie się krwi w ramieniu. Pomiar powinien nastąpić co najmniej 1 minutę po poprzednim pomiarze.

UMIESZCZENIE MANKIETU

1. Połóż mankiet na stole, rzepem do dołu. Przelóż mankiet przez oczko, tworząc rękaw. Rzep powinien teraz być skierowany na zewnątrz. (Zignoruj ten krok, jeśli mankiet jest już przygotowany).




2. Załóż mankiet na lewe górne ramię tak, aby rurka była skierowana w stronę wewnętrznego ramienia.




3. Mankiet owinać wokół ramienia na wysokości ok. 2 cm. 2 - 3 cm od łokcia. Wąż znajduje się po wewnętrznej stronie ramienia.



4. Przymocuj mankiet na rzep.




5. Mankiet powinien być zaciśnięty tak, aby można było wsunąć do niego dwa palce. Mankiet musi przylegać do skóry i nie wolno go zakładać na ubranie.



6. Mankiet nie może być nadmiernie zaciśnięty. Połóż rękę na stole dłonią do góry, tak aby mankiet znajdował się na poziomie serca. Nie zginaj węża.



Uwaga: Jeśli mankietu nie można założyć na lewą rękę, można go założyć na prawą. Wszystkie pomiary muszą być wykonane na tej samej ręce.




POMIAR

Po prawidłowym zamocowaniu mankietu możesz wykonać pomiar.

1. Naciśnij przycisk START/STOP, wyświetlą się wszystkie symbole, a mankiety zaczną się pompować. Na wyświetlaczu pokazywane jest rosnące ciśnienie w mankiecie.
2. Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia stopniowo zaczyna ono spadać. Na wyświetlaczu pokazywane jest ciśnienie w mankiecie. Jeśli ciśnienie w mankiecie nie jest wystarczające, automatycznie napompuje się do wyższego ciśnienia.
3. Gdy urządzenie wykryje tętno, na wyświetlaczu pojawi się migający symbol serca.
4. Po zakończeniu pomiaru wyświetlane są wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz tętno.
5. Wyniki pomiarów będą pokazywane na wyświetlaczu do momentu wyłączenia urządzenia. Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 3 minuty, urządzenie wyłączy się automatycznie.



Uwaga: Symbol  pojawia się, jeśli podczas pomiaru zostanie wykryte nieregularne bicie serca.

PRZERWANIE POMIARU

Jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczne jest przerwanie pomiaru ciśnienia, można nacisnąć przycisk START/STOP, a mankiety zaczną się natychmiast zwalniać.



PAMIĘĆ

Urządzenie automatycznie zapisuje 2 x 90 pomiarów. Najstarsze wyniki są zawsze usuwane. Urządzenie przechowuje 90 najnowszych wyników dla każdego użytkownika.

WYŚWIETLANIE WCZEŚNIEJSZYCH WYNIKÓW

Jeśli urządzenie jest wyłączone, naciśnij MEM, aby wyświetlić 3 średnie wyniki pomiarów, naciśnij ponownie MEM, aby wyświetlić ostatni pomiar, naciśnij kilkakrotnie, aby wyświetlić więcej wyników.



CZYSZCZENIE PAMIĘCI


Jeśli chcesz usunąć wszystkie zapisane pomiary, naciśnij SET 7 razy, aż wyświetli się CL podczas wyłączenia. Naciśnij przycisk START / STOP, CL miga 3 razy, aby wyczyścić pamięć. Następnie naciśnij przycisk MEM, a na wyświetlaczu pojawi się „no”.

O CIŚNIENIU KRWI

Ciśnienie krwi to ciśnienie, które krew wywiera na ściany naczyń krwionośnych i serce.



Ciśnienie skurczowe to wartość ciśnienia krwi podczas skurczu serca i uwolnienia świeżej krwi do krążenia.

Ciśnienie rozkurczowe to wartość ciśnienia krwi w stanie spoczynku serca pomiędzy dwoma skurczami.




Klasyfikacja ciśnienia krwi według WHO / ISH

Ciśnienie skurczowe poniżej 100 mmHg (13,3 kPa) jest uważane za niedociśnienie.





BŁĘDY



Kod	Przyczyna	Rozwiązanie
E-1	Słaby sygnał lub nagła zmiana ciśnienia	Zawiń mankiet prawidłowo
		Ponownie zmierz ciśnienie
E-2	Zakłócenia sygnału zewnętrznego	Sygnał może być zakłócany przez telefon lub inne urządzenie
		Pomiar wykonujemy w ruchliwym miejscu, znajdź spokojniejsze miejsce
E-3	Błąd podczas inflacji	Źle owinięty mankiet
		Nieprawidłowo podłączony mankiet
		Powtórz pomiar
E-5	Nieprawidłowe wartości ciśnienia	Powtórz badanie po 30 minutach odpoczynku, jeśli mierzysz nietypowe wartości 3 razy z rzędu, skontaktuj się z lekarzem
	Słabe baterie	Wymień wszystkie baterie

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd	Sprawdzenie	Przyczyna i rozwiązanie
Brak zasilania	Sprawdź stan baterii	Wymień baterie
	Sprawdź polaryzację baterii	Włóż baterie z zachowaniem prawidłowej polaryzacji
Mankiet nie pompuje	Sprawdź poprawność połączenia	Prawidłowo załóż mankiet
	Sprawdź mankiet lub inną część nadmuchiwanej jednostki pod kątem uszkodzeń	Wymień mankiet
Wyświetlany jest błąd, a przyrząd nie mierzy	Czy podczas pomiaru nie poruszałeś ręką?	Utrzymuj ciało zrelaksowane i nie ruszaj się niepotrzebnie
	Zachowaj spokój i nie zabawiaj się podczas pomiaru	Nie ruszaj się podczas pomiaru
Powietrze ucieka z mankieta	Sprawdź, czy mankiet nie jest za luźny	Dokręć mankiet
	Mankiet jest uszkodzony	Wymień mankiet
 Jeśli wystąpi usterka, której nie można naprawić, skontaktuj się z dostawcą, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.		

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przechowuj urządzenie w pudełku, gdy nie jest używane	
Wyczyść urządzenie suchą szmatką. Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.	
Przechowywać poza zasięgiem wody.	
Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.	
Zwilż mankiet sprayem lub wilgotną szmatką i mydłem lub innym środkiem do czyszczenia tekstyliów. Wyciśnij nadmiar wilgoci.	
Podczas czyszczenia mankietu upewnij się, że do jednostki głównej urządzenia nie dostaje się woda.	
Użyj suchej szmatki do osuszenia nadmiaru wody i rozprowadź do wyschnięcia.	

Nie czyścić żadnej części rozpuszczalnikami, benzyną lub produktami na bazie alkoholu. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.	Nie zanurzaj mankietu w wodzie ani nie myj go pod bieżącą wodą.
	
Przechowuj urządzenie w czystym, suchym i zacienionym miejscu. Przechowywać w temperaturze pokojowej.	Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
	
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji konserwacji.	

PARAMETRY

Wyświetlacz	Cyfrowy wyświetlacz LCD	
Zasada pomiaru	Oscylometr	
Miejsce pomiaru	Ramię	
Skala	Ciśnienie	0 - 299 mmHg
	Tętno	40 - 199 uderzeń / min
Dokładność pomiaru	Ciśnienie	± 3 mmHg
	Tętno	± 5%
Wskaźniki LCD	Ciśnienie	3 jednostki wyświetlania mmHg
	Tętno	3 jednostki
	Symbole	pamięć, tętno, stan baterii
Pamięć	2x 90 przechowywania najnowszych pomiarów	
Zasilacz	4 x baterie alkaliczne AAA 1,5 V lub zasilacz sieciowy 6 V d.c, 600 mA	
Automatyczne wyłączenie	po 3 minutach bezczynności	
Waga	około. 230 g bez baterii	
Wymiary	dł. 107 mm x szer. 104 mm x wys. 65 mm	
Długość życia	10 000 zastosowań przy normalnym obciążeniu	
Żywotność baterii	300 zastosowań przy normalnym obciążeniu	
Akcesoria	mankiet, instrukcja	
Warunki otoczenia	Temperatura	5 – 40 °C
	Wilgotność	18 % - 85 % RH
	Ciśnienie	860 hPa – 1060 hPa
Przechowywanie	-20°C +55°C wilgotność: 10% - 85%, unikać wstrząsów, upadków, bezpośredniego nasłonecznienia lub kontaktu z wodą	

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756